

AÇ / KAPA Y-KONNEKTÖR & OTOMATİK Y-KONNEKTÖR

PUSH / PULL Y-CONNECTOR

Features / Özellikler

- For easy, fast and accurate single handed intra vascular device insertion.
Kolay, hızlı ve hassas tek el ile intra vascular cihaz girişi
- Perfect insertion device respecting the integrity of the coated surface.
Bütünlük sağlayan kaplı dış yüzeyi nedeni ile mükemmel alet girişi
- Combination of a hemostatic valve and an integrated push-pull valve opener.
Hemostatik valf ile entegre edilmiş aç - kapa valf açıcı ile kombinasyon
- Clean and safe procedure with a minimized backflow thus limiting blood loss.
Minimize geri akışı ile az kan kaybı temiz ve güvenli işlem



PUSH / CLICK Y-CONNECTOR / OTOMATİK Y-KONNEKTÖR

Features / Özellikler

- Push Click Y-Connector provides an easy to-use hemostatic device for both diagnostic & interventional procedures
Push Click Y-Konnektör iki hemostatik alet içinde kolay kullanım sunuyor, teşhis ve girişli işlem
- Push Click Y-Connector prevents back-bleeding while balloon catheter/guide wire is inserted into the guiding catheter.
Push Click Y-Konnektör balon sonda/kılavuz telin sondaya yerleştirilirken kanamayı engeller.
- Significantly reduces blood loss / Önemli ölçüde kan kaybını azaltır
- Push Click Y-Connector utilizes a one-hand operation both for opening the device by pushing the valve or closing the device by pressing on the lever with a thumb.
Push Click Y-Konnektör valfi iterek aletin kapanmasına veya basparmak ile cihaza pres yaparak kapatılmasını işlem esnasında iki işlemi yapma olanağı sağlar.

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Description (Çerç. Aç - Kapa ve Otomatik Y-Konnektör ve Setleri)
AZR - YC - 07	9F Push Pull with side arm stopcock
AZR - YC - 08	9F Push Pull Kit with side arm stopcock
AZR - YC - 09	Push Click Y-Connector
AZR - YC - 10	Push Click Y-Connector Kit without side arm stopcock (Kit=Hemostasis Y-Connector + Torquer + Blunt Introducer)

* CAN BE TAILORED AS PER CUSTOMER REQUIREMENT * SET İÇERİĞİ MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE DÜZENLENEBİLİR.
Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.